

Avtal "Förband och sårläkningsprodukter, kompression och gips 2024"

RB2022-0126-08

Juzo Ulcer System



Effektiv 2 – lagers sårbehandling


- För behandling av venösa bensår
- Dygnet-runt-behandling möjlig
- Juzo Dynamic ytterstrumpa (KKL 2) och rundstickad innerstrumpa (KKL 1)



Storlekstabell

Art. 3573 - 2561 Längd i cm		Standardstorlekar - Omfång i cm					
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
PD AD normal 40-46 kort 34-39	cD	27-29,5	29,5-32,5	32,5-35,5	35,5-39	38,5-42	41,5-45,5
	cC	29-31,5	31,5-34,5	34,5-37,5	37,5-41	40,5-44,5	43-47
Juzo Ulcer Liner 22,5-27,5 Juzo Ulcer Dynamic 15-21	cB1	23,5-25,5	25,5-28	27,5-30	30-33	32,5-35,5	35-38,5
	cB	18,5-20	20-22	22-24	24-26	26-28,5	28-30,5
PZ	cY	28-30,5	29-31,5	31-34	33-36	35-38,5	37-40,5
PA	cA	18,5-20	20-22	22-24	24-26	26-28,5	28-30,5

Skostorlek: t.o.m. 44



Artikel	Artikelnummer	Storlek	Pris
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner	42310014NNNNN000	XS	245
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner kort	42310114NNNNN000	XS	245
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner	42320014NNNNN000	S	245
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner kort	42320114NNNNN000	S	245
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner	42330014NNNNN000	M	245
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner kort	42330114NNNNN000	M	245
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner	42340014NNNNN000	L	245
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner kort	42340114NNNNN000	L	245
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner	42350014NNNNN000	XL	245
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner kort	42350114NNNNN000	XL	245
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner	42360014NNNNN000	XXL	245
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner kort	42360114NNNNN000	XXL	245
Juzo Ulcer System Add AD Beige sluten tådel x2	4401001401NNNN000	XS	176
Juzo Ulcer System Add AD kort Beige sluten tådel x2	4401011401NNNN000	XS	176
Juzo Ulcer System Add AD Beige sluten tådel x2	4402001401NNNN000	S	176
Juzo Ulcer System Add AD kort Beige sluten tådel x2	4402011401NNNN000	S	176
Juzo Ulcer System Add AD Beige sluten tådel x2	4403001401NNNN000	M	176
Juzo Ulcer System Add AD kort Beige sluten tådel x2	4403011401NNNN000	M	176
Juzo Ulcer System Add AD Beige sluten tådel x2	4404001401NNNN000	L	176
Juzo Ulcer System Add AD kort Beige sluten tådel x2	4404011401NNNN000	L	176
Juzo Ulcer System Add AD Beige sluten tådel x2	4405001401NNNN000	XL	176
Juzo Ulcer System Add AD kort Beige sluten tådel x2	4405011401NNNN000	XL	176
Juzo Ulcer System Add AD Beige sluten tådel x2	4406001401NNNN000	XXL	176
Juzo Ulcer System Add AD kort Beige sluten tådel x2	4406011401NNNN000	XXL	176


Juzo Twin Förbandsstrumpa



Förband och antitrombos-strumpa

- Graderad kompression
- 65 % bomull
- Skön och bekväm
- 6 storlekar
- Öppen tådel

Storlekstabell

Art. 2316 SW 21 mmHg	Standardstorlekar - Omfång i cm					
	1	2	3	4	5	6
	Vadomfång					
	34–42	37–43	38–44	40–46	42–48	44–50
Ankelomfång						
18–20	20–22	22–24	24–26	26–28	28–31	
Färgad tråd i strumpans framkant	Grön	Röd	Blå	Gul	Rosa	Brun

Artikel	Artikelnummer	Storlek	Pris
Twin Förbandstrumpa 35-38 Grön	N201NNEBNNNNN000	XS	80
Twin Förbandstrumpa 37-40 Röd	N202NNEBNNNNN000	S	80
Twin Förbandstrumpa 39-42 Blå	N203NNEBNNNNN000	M	80
Twin Förbandstrumpa 41-44 Gul	N204NNEBNNNNN000	L	80
Twin Förbandstrumpa 43-46 Rosa	N205NNEBNNNNN000	XL	80
Twin Förbandstrumpa 45-48 Brun	N206NNEBNNNNN000	XXL	80

Juzo Expert flatstickad knästrumpa utan tå



- Stabil med en mjuk yta
- Komfort och rörelsefrihet
- Komforttådel
- Andningsaktigt material
- Mycket stort tillval av funktioner
- Även i bomull och silver utförande

Juzo Expert

Art. 3021, 3022 Längd i cm	Standardstorlekar - Omfång i cm						
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
PG AD/AD max normal 40–46 kort 34–39	cD max	29,5–32,5	32,5–35,5	35,5–39	38,5–42	41,5–45,5	45,5–48,5
		27–29,5	29,5–32,5	32,5–35,5	35,5–39	38,5–42	41,5–45,5
	cC max	31,5–34,5	34,5–37,5	37,5–41	40,5–44,5	43–47	45,5–49,5
		29–31,5	31,5–34,5	34,5–37,5	37,5–41	40,5–44,5	43–47
	cB1 max	26–28,5	28,5–31	30,5–33,5	33–36,5	35–38	37,5–41
		23,5–25,5	25,5–28	27,5–30	30–33	32,5–35,5	35–38,5
PA normal 15–17 lång 17–19	cB	18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5
	cY	28–30,5	29–31,5	31–34	33–36	35–38,5	37–40,5
	cA	18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5



Förutom max. storlekar

Artikel	Artikelnummer	Storlek	Pris
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl1	20110023NNNNNN003	XS	441,33
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl1	20120023NNNNNN004	S	441,33
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl1	20130023NNNNNN004	M	441,33
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl1	20140023NNNNNN004	L	441,33
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl1	20150023NNNNNN003	XL	441,33
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl1	20160023NNNNNN003	XXL	441,33
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl2	20210023NNNNNN000	XS	441,33
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl2	20220023NNNNNN000	S	441,33
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl2	20230023NNNNNN000	M	441,33
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl2	20240023NNNNNN000	L	441,33
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl2	20250023NNNNNN000	XL	441,33
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl2	20260023NNNNNN000	XXL	441,33

Juzo Klister

Juzo strumpklister gör det enkelt att fästa kompressionsstrumpor, kompressionsärmar, knäbandage och andra kompressionsstickade produkter med trikåkant eller stickad avslutning.

Detta klister fördelas över huden enligt roll-on-principen. Därefter trycker du det kompressionsstickade materialet mot huden – och så var det klart. Det hudvänliga strumpklistret utan alkohol avlägsnas utan att lämna rester och ger en säker fastsättning som håller länge. Efteråt avlägsnas klistret från huden på några sekunder med en fuktig tygtrasa.



Artikel	Artikelnummer	Storlek	Pris
Juzo strumpklister 60 ml	Z60KNNNNNNNN000	60 ml	95,55